

Телефоны: +7 (495) 798-02-48, +7 (865) 228-34-60

E-mail: sales@immunotex.ru

Skype: sales.imm

Адрес: 355021, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 177г, строение 1

ELISA Kit for Follicle Stimulating Hormone (FSH)

Антиген: Follicle Stimulating Hormone (FSH)



48T: 48 618 py6.
96T: 61 062 py6.
5x96T: 284 569 py6.
10x96T: 548 397 py6.

Номер в каталоге:	SEA830Hu
Организм:	Человек
Типы образцов:	сыворотка, плазма, гомогенаты тканей, клеточные лизаты, супернатанты клеточных культур и другие биологические жидкости
Длительность анализа:	3 часа
Чувствительность:	0.32mIU/mL
Диапазон определения:	0.78-50mIU/mL
	Точность внутри набора
Точность:	3 образца с низким, средним и высоким уровнем антигена тестировались 20 раз на одном планшете: CV<10%. Точность между наборами 3 образца с низким, средним и высоким уровнем антигена тестировались на 3 планшетах по 8 повторений: CV<12%.
Точность: Бесплатная доставка:	3 образца с низким, средним и высоким уровнем антигена тестировались 20 раз на одном планшете: CV<10%. Точность между наборами 3 образца с низким, средним и высоким уровнем антигена